


ONE-FIX™

체외고정은 ONE-FIX로
처음부터 끝까지 한번에 !



안전하고
신속하게 !

멸균완료된
제품으로 한번에!



Qix™

체외고정은 멸균 완료된 ONE-FIX로 처음부터 끝까지 한번에 !

금속골고정재와 조합하여 개방성 및 폐쇄성 골절증 또는 불유합, 사지의 신장, 뼈 및 연조직의 기형, 골편 연조직의 결손 등을 치료하기 위한 정형외과 수술 기구이며 별도의 멸균과정을 거치지 않고 현장에서 바로 개봉하여 사용할 수 있습니다.



Indication

- | | |
|------------------------|--------------------|
| 01. 원위 요골 골절 | 04. 감염을 동반한 상완골 골절 |
| 02. 요수근 관절면을 침범하는 골절 | 05. 양측성 요골 골절 |
| 03. 심한 분쇄골절을 동반한 요골 골절 | |



Advantages

- ✓ 우수한 고정력 & 인체공학적 설계
- ✓ 골절된 뼈를 최적의 상태로 고정하기 위해 자유각도가 가능한 Pin Clamp
- ✓ 상하부의 Pin Clamp로 길이 조절 (각 35mm)
- ✓ Clamp를 일정각도로 유지시키는 우수한 고정력의 Ball Joint와 Set Screw

편리성

청결성

일회성

